



## Quali Analyser™



---

**Principe et spécificités**

**Avantages**

**Exemples**

---

# Quali Analyser™ : principe et spécificités

• Quali Analyser™ est une méthodologie interactive qui consiste à introduire, au sein des réunions de groupe qualitatives, un système de collecte et d'analyse des réactions individuelles instantanées à tous types de stimuli.

• Dans le cadre habituel des **réunions de groupes** (animées par un spécialiste des études qualitatives), **chaque participant est doté d'un boîtier électronique de test** équipé d'un "potentiomètre" et d'un écran de contrôle. Tout au long du groupe, il va être invité à réagir ponctuellement, via son boîtier, aux différents modules à tester.

• **Les réponses sont collectées en temps réel et en continu** au moyen d'une console centrale, reliée à un PC portable qui permet de visualiser instantanément les réponses et de les ventiler sur les cibles souhaitées.




Échelles

Réponses



# Quali Analyser™ : avantages de la méthode



# Les utilisations possibles de Quali Analyser™



## Champs d'application

### Tests de contenus :

- Films cinéma, émissions TV et radio
- Pilotes
- Rubriques, chroniques
- Programmes courts
- CD, DVD et vidéos de démonstration
- Produits dérivés cinéma (bonus DVD)
- Films corporate


### Pré- et post-tests publicitaires

### Tests d'écrans de sponsoring

### Tests de supports d'auto-promotion

### Tests d'habillage / d'animation de logos

## Exemple : réaction à une tranche matinale de radio



1 : Intro, teasing

2 : Témoignage

3 : Journaliste

4 : Journaliste

5 : Témoignage

6 : Interview

7 : Politique nationale

8 : International

9 : Faits divers

10 : Journaliste